

(EN)

SeptoProphy Strips

Non-abrasive steel strip with circular micro blades for interproximal tartar removal

SeptoProphy Strips is an indispensable aid in prophylaxis procedures, since it easily accesses the interproximal region, where its active face effectively provides the removal of dental calculus. The circular micro-blades, located around the holes in one face of the strip, has as main characteristic the action against calculus, thus preserving the enamel and restorative materials integrity.

Use: Insert the strip in the interproximal space, placing its active face turned to the desired tooth. Hold the strip by the ends, pull it against the tooth and apply back and forth longitudinal movements until achieve the desired effect. Remove the strip.

Warnings, precautions and restrictions: Professional use only. Single use only. Its reuse can cause cross contamination. When there is proven allergy to any of its component, the product must not be used. The strip in contact with the gum can cause injuries to patient, we recommend the protection of the gum. The reuse may affect the product's performance.

Sterilization: The product is single use, however the professional can choose to sterilize prior to the use. Before sterilization, proceed with the cleaning using water and enzymatic detergent. Sterilizable in autoclave (126°C, 147kPa, 16min).

Composition: Stainless steel.

Storage: To be stored in a dry place, fresh and sheltered from sunlight.

Size: 100mm x 4mm

Presentation:

0109010001 – SeptoProphy Strip – 10 units

(FR)

SeptoProphy Strips

Ruban en acier non abrasif avec micro-perforations pour le retrait du tartre

SeptoProphy Strips est indispensable pour les travaux de prophylaxie car il accède facilement à la région proximale, où sa face active agit efficacement dans le retrait des calculs dentaires. Les microlames circulaires localisées autour des trous sur une des faces du ruban, ont comme principale caractéristique, une action contre les calculs, préservant, malgré tout l'intégrité de l'émail et des matériaux restaurés.

Usage: Insérer le ruban dans l'espace interproximal, en prenant garde à ce que la face active soit dirigée vers la zone souillée. Tenir le ruban entre les extrémités, tirer le contre la dent et l'appliquer par des mouvements longitudinaux dans un mouvement de va-et-vient jusqu'à obtenir l'effet désiré. Retirer le ruban.

Avertissements, précautions et restrictions: Usage professionnel, Usage unique. Toute réutilisation peut provoquer une contamination croisée. Lorsqu'il existe une allergie avérée à n'importe lequel de ses composants, le produit ne doit pas être utilisé. Le contact du ruban avec la gencive peut causer des blessures au patient. Il est recommandé de protéger la papille. La réutilisation peut affecter les performances du produit.

Sterilisation: Le produit est à usage unique, mais le professionnel peut opter pour la stérilisation avant usage. Avant la stérilisation, réaliser un nettoyage à l'aide d'eau et de détergent enzymatique. Stérilisable en autoclave (126°C, 147kPa, 16min).

Composition: Acier inoxydable.

Stockage: Conserver dans un lieu sec, au frais et à l'abri de la lumière solaire.

Formes: 100mm x 4mm

Présentation:

0109010001 – SeptoProphy Strips – 10 unités

(DE)

SeptoProphy Strips

Nicht abrasives Stahlband mit Mikroperforationen zur Entfernung von Zahnstein

SeptoProphy Strips ist für die Prophylaxe unverzichtbar, da es leicht in der proximalen Region gelangt, wo ihre aktive Oberfläche wirksam bei der Zahsteinentfernung wirkt. Die kreisförmigen Mikroklingen, die sich um die Löcher in einer der Seiten des Bandes befinden, haben als Hauptmerkmal eine Wirkung gegen die Zahnsteine, wobei jedoch die Unversehrtheit des Zahnschmelzes und der Restaurationsmaterialien erhalten bleibt.

Anwendung: Führen Sie das Band in den Interdentalraum ein und achten Sie darauf, dass die aktive Fläche zur gewünschten proximalen Region zeigt. Halten Sie das Band an den Enden fest, ziehen Sie es gegen den Zahn und tragen Sie es in Längsbewegungen in Form von Hin und Her auf, bis der gewünschte Effekt erreicht ist. Entfernen Sie das Band.

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen: Beruflicher Gebrauch, Einmalgebrauch. Die Wiederverwendung kann Kreuzkontaminationen verursachen. Bei nachgewiesener Allergie gegen seine Komponente darf das Produkt nicht verwendet werden. Kontakt des Bandes mit dem Zahnfleisch kann den Patienten verletzen. Es wird empfohlen, die Papille zu schützen. Wiederverwendung kann die Produktleistung beeinträchtigen.

Sterilisation: Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch bestimmt, der Fachmann kann jedoch vor dem Gebrauch sterilisieren. Vor der Sterilisation die Reinigung mit Wasser und enzymatischem Reinigungsmittel durchführen. Im Autoklaven sterilisierbar (126 ° C, 147 kPa, 16 Minuten).

Zusammensetzung: Edelmetall.

Lagerung: An einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern.

Formen: 100mm x 4mm

Präsentation:

0109010001 – SeptoProphy Strip – 10 Einheiten

(ES)

SeptoProphy Strips

Cinta de acero perforada no abrasiva para la remoción del tártaro

La SeptoProphy Strips es fundamental en procedimientos de profilaxis dental por tener fácil acceso al área de la región proximal, donde su cara activa actúa de manera efectiva en la remoción de cálculos dentales. Las microlaminas circulares, ubicadas alrededor de los agujeros en una de las caras de la cinta, tienen como principal característica es su acción contra los cálculos, preservando sin embargo, la integridad del esmalte y de los materiales restauradores.

Uso: Introducir la cinta en el espacio interproximal observando que la cara activa esté frente hacia el proximal deseado. Sostener la cinta por las extremidades, presionar contra el diente y realizar movimientos de vaiven hasta obtenerse el efecto deseado. Al terminar el procedimiento retirar la cinta.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. En caso de alergia comprobada del paciente a cualquiera de los componentes de este producto, el mismo no deberá ser utilizado. El contacto de la cinta con la encía puede causar heridas al paciente. Es recomendable la protección de la papila. La reutilización puede afectar el desempeño del producto.

Esterilización: El producto es de uso único, pero el profesional puede optar por la esterilización antes del uso. Antes de la esterilización, realizar la limpieza con la ayuda de agua y detergente enzimático. Esterilizable en autoclave (126°C, 147kPa, 16min).

Composición: Acero inoxidable.

Almacenamiento: Almacenar en lugar seco, fresco y protegido del sol.

Formas/tamaño: 100mm x 4mm

Presentación:

0109010001 – SeptoProphy Strips – 10 unidades

(IT)

SeptoProphy Strips

Nastro in acciaio non abrasivo con micro lame circolari per rimozione del tartaro interprossimale

SeptoProphy Strips è un aiuto indispensabile nelle procedure di profilassi poiché accede facilmente alla regione interprossimale dove la sua faccia attiva fornisce efficacemente la rimozione del calcolo dentale. Le micro lame circolari, l'azione attorno ai fori in una faccia del nastro, hanno come caratteristica principale l'azione contro il calcolo, preservando così l'integrità dello smalto e dei materiali restaurativi.

Uso: Inserire il nastro nello spazio interprossimale, posizionando la sua faccia attiva rivolta al dente in questione. Tenere il nastro per le estremità, tirarlo contro il dente e applicare movimenti longitudinali avanti e indietro, fino ad ottenere l'effetto desiderato. Rimuovere il nastro.

Avvertenze, precauzioni e restrizioni: Solo per uso professionale. Un solo uso. Il suo riutilizzo può causare contaminazione incrociata. In caso di allergia accertata a uno qualsiasi dei suoi componenti, il prodotto non deve essere utilizzato. A contatto con la gengiva, il nastro può causare lesioni al dente. Raccomandiamo la protezione della gengiva. Il riutilizzo può influire sulle prestazioni del prodotto.

Sterilizzazione: Il prodotto è monouso, tuttavia il professionista può scegliere di sterilizzare prima dell'uso. Prima della sterilizzazione, procedere alla pulizia con acqua e detergente enzimatico. Sterilizzabile in autoclave (126°C, 147 kPa, 16 min).

Composizione: Acciaio inossidabile.

Storage: Deve essere conservato in luogo asciutto e fresco, al riparo dalla luce solare.

Forme/dimensioni: 100mm x 4mm

Presentazione:

0109010001 – SeptoProphy Strips – 10 unità

(PL)

SeptoProphy Strips

Bezpieczny dla szklwa stalowy pasek z okrągłymi mikro ostrzami do usuwania kamienia z przestrzeni międzyzębowych

SeptoProphy Strips są niezbędna pomocą w procedurach profilaktycznych, ze względu na ich łatwość w osiagnaniu obszarów międzyzębowych, gdzie ich aktywna powierzchnia skutecznie zapewnia usunięcie kamienia nązębnego. Okrągłe mikro ostrza, znajdujące się wokół otworów na powierzchni paska, mają za zadanie przeciwdziałać kamieniowi, zachowując jednocześnie integralność szklwli i materiałów wypełniających.

Sposób użycia: Wprowadzić pasek w przestrzeń międzyzębową umieszczając jego aktywna powierzchnię zwróconą w kierunku pożądanego zęba. Trzymając pasek za końce docisnąć go do zęba i przeciągać wzdłuż do przodu i do tyłu, aż osiągnięcia pożądanego efektu. Wyjąć pasek.

Ostrzeżenia, środki ostrożności i ograniczenia: Tylko do użyciu profesjonalnego. Tylko do jednorazowego użycia. Ponowne użycie może spowodować zanieczyszczenie krzyżowe. Produkt nie może być stosowany u pacjentów ze stwierdzoną alergią na którykolwiek z jego składników. Pasek w kontakcie z dębiem może powodować jego podrażnienia, zalecana jest ochrona dębiów. Ponowne użycie produktu może wpłynąć na jego wydajność.

Steryliizacja: Produkt jest jednorazowego użycia, jednak stomatolog może zdecydować się na sterylizację przed użyciem. Przed sterylizacją produkt należy umyć wodą i detergencm enzymatycznym. Nadaje się do sterylizacji w autoklawie (126 ° C, 147 kPa, 16 min).

Skład: Stal nierdzewna.

Kształty: 100mm x 4mm

Opakowanie:

0109010001 – SeptoProphy Strips – 10 sztuk

(SK)

SeptoProphy Strips

Neabrazívny oceľová páska s kulatými mikro-čepeľami pro interproximální odstraňování zubního kamene

Pásky SeptoProphy jsou nepostrádatelnou pomůckou při profylaktických procedurách, neboť se snadno dostanou do interproximální oblasti, kde jejich aktivní povrch efektivně odstraňuje zubní kámen. Hlavním úkolem kulatých mikročepeří, které jsou umístěny kolem otvorů na jedné straně proužku, je odstraňování zubního kamene, zatímco chrání celistvost skloviny a opravných materiálů.

Použití: Wprowadzić pasek w przestrzeń międzyzębową umieszczając jego aktywną powierzchnię zwróconą w kierunku pożądanego zęba. Trzymając pasek za końce docisnąć go do zęba i przeciągać wzdłuż do przodu i do tyłu, aż osiągnięcia pożądanego efektu. Wyjąć pasek.

Výstrahy, preventivní opatření a omezení: Pouze pro použití odborníky. Pouze pro jedno použití. Opakované použití může způsobit křížovou kontaminaci. Produkt se nesmí používat, pokud byla prokázána alergie na kteroukoliv ze složek. Proužek v kontaktu s dásní může pacientovi způsobit poranění, doporučujeme ochranu dásní. Opakované použití může ovlivnit výkon produktu.

Sterilizace: Produkt je určen k jednorázovému použití, avšak odborník se může rozhodnout provést před použitím sterilizaci produktu. Před sterilizací provede čištění pomocí vody a enzymatického detergentu. Sterilizace je možná v autoklavu (126°C, 147 kPa, 16 min).

Složení: Nerezová ocel.

Składování: Uchovávejte na chladném a suchém místě, chraňte před sluncem.

Tvary: 100mm x 4mm

Provedení:
0109010001 - Proužky SeptoProphy – 10 kusů

(RO)

SeptoProphy Strips

Banda din oțel non-abrazivă cu micro-lame circulare pentru îndepărtarea tartarului interproximal

Benziile SeptoProphy sunt un ajutor indispensabil în procedurile de profilaxie, deoarece accesează și usurăintă regiunea interproximală, unde țafa lor activă asigură îndepărtarea tartarului dentar. Micro-lamele circulare, amplasate în jurul găurilor de pe o față a benzii au ca principală caracteristică acțiunea împotriva tartarului, păstrând astfel integritatea smalțului și a materialelor restaurative.

Utilizare: Introduceți banda în spațiul interproximal, plasându-i țafa activă în direcția

dintelui dorit. Țineți țafa de capete, trageți-o înspre dinte și utilizați mișcări longitudinale înainte și înapoi, pentru a obține efectul dorit. Îndepărtați banda.

Avertismente, precauții și restricții: Numai pentru uz profesional. De unică folosință. Reutilizarea poate cauza contaminarea încrucișată. Dacă se constată existența unei alergii la oricare dintre componentele sale, produsul nu trebuie utilizat. Contactul benzii cu gingia poate provoca leziuni pacientului, așadar recomandăm protejarea gingiei. Reutilizarea poate afecta performanța produsului.

Sterilizare: Produsul este de unică folosință, însă cadrul medical poate opta pentru sterilizarea sa înainte de utilizare. Înainte de sterilizare, curățați cu apă și detergent enzimatic. Produsul se poate steriliza în autoclavă (126 ° C, 147 kPa, 16 minute).

Compoziție: Oțel inoxidabil.

Depozitare: A se depozita într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina soarelui.

Forme: 100mm x 4mm

Prezentare:

0109010001 - Benzi SeptoProphy - 10 bucăți

(BG)

SeptoProphy Strips

Не абразивна стоманена лента с циркулярни микро връхчета за интер-проксимално премахване на зъбен камък

SeptoProphy Strips е неотменима помощ при профилактични процедури, защото лесно достига интер-проксималния участък, където активната ѝ повърхност ефективно премахва зъбния камък. Основната характеристика на циркулярните микро връхчета, разположени около отворите на една повърхност на лентата, е действие срещу зъбния камък, като така защитава емайла и целостта на възстановителните материал.

Употреба: Въмкнете лентата в между проксималното пространство, като сложите активната повърхност към зъбния зъб. Хванете лентата за краищата, притиснете я към зъба и движете напред-назад по дължина, докато постигнете желаня ефект. Отстранете лентата.

Предупреждения, предпазни мерки и ограничения: Само за професионална употреба. Само за еднократна употреба. Повторна употреба може да доведе до кръстосано заразяване. В случай на доказана алергия към някой от компонентите, продуктът не трябва да се използва. Когато лентата е в контакт с венците, може да нарани пациента, препоръчваме да защитите венците. Повторна употреба може да повлияе на характеристиките на продукта.

Стерилизация: Продукт за еднократна употреба, но професионалистът може да реши да стерилизира продукта преди употреба. Преди стерилизация, почистете с вода и ензимен почистващ препарат. Може да се стерилиза в автоклава (126 ° C, 147kPa, 16min).

Състав: Нержъдзяема стомана.

Съхранение: Да се съхранява на сухо и проветриво място, защитено от слънчева светлина.

Форми: 100mm x 4mm

Представяне:

0109010001 – SeptoProphy Ленти – 10 броя

(HU)

SeptoProphy Strips

Kör formájú mikro pengékkel borított, nem abrázív felületű acél csíkok, fogkö eltávolításához az interproximális területékről

A SeptoProphy Strips nélkülözhetetlen segédeszközök megelőző kezeléseinél, mivel könnyű hozzáférést biztosítanak az interproximális területekhez, ahol a csíkok aktív felületével a fogkö hatékonyan eltávolítható. A csík egyik felületén, a lyukak mentén található kör formájú mikro pengék elsődlegesen fogkö eltávolításra alkalmasak, megőrzve a zománc és a helyreállító anyagok épségét.

Használat: Helyezze be a csíkot az interproximális részbe úgy, hogy annak aktív felülete a kezelő fog irányába nézzen. Fogja meg a csíkot a két végénél, feszítse rá a fogra, majd mozgassa előre-hátra hosszanti irányban a kívánt hatás elérééig. Távolítsa el a csíkot.

Figyelmeztetések, óvintézkedések és korlátozások: Kizárólag rendelési használatra. Csak egyszeri használatra. Újrafelhasználása keresztfertőzés okozhat, az alkotóelemek bármelyikére allergiás pácienseknél ezen termék nem alkalmazható. Fogínyvel való érintkezése esetén a csík sérülést okozhat a betegnek, ezért a fogíny védelme javasolt. A termék újrafelhasználása esetén annak hatékonyasága csökkenhet.

Sterilizálást: A termék egyszeri használatos, de használata előtt a rendelésben sterilizálható. Sterilizálás előtt tisztítsa meg vízzel és enzimes mosószerrel. Autoklávban sterilizálható (126 °C-on, 147 kPa-on, 16 percig).

Termék-összetételenként: Rozsdamentes acél.

Tartós: Szárít, szellőss, napfénytől védett helyen tárolandó.

Formájukban: 100mm x 4mm

Termékbeutatók:

0109010001 – SeptoProphy Strips – 10 db

(SK)

SeptoProphy Strips

Neabrazívna oceľová páska s oblými mikro-čepeľami na interproximálne odstraňovanie zubného kamena

SeptoProphy Strips sú nenahraditeľnou pomôckou pri profylaktických procedurách, pretože sa ľahko dostajú do interproximálnej oblasti, kde ich aktívny povrch efektívne odstraňuje zubný kameň. Hlavnou úlohou oblých mikročepeľí, ktoré sú umiestnené okolo otvorov na jednej strane prúžku, je odstraňovanie zubného kamena, zatiaľ čo chránia celistvosť skloviny a opravných materiálov.

Použitie: Prúžok vložte do interproximálneho priestoru, aktívnu stranu umiestnite na požadovaný zub. Prúžok držte za konce, ťačte ho na zub a vykonávajte pozdĺžne pohyby tam a späť, kým nedosiahnete požadovaný výsledok. Prúžok vyberte.

Výstrahy, preventívne opatrenia a obmedzenia: Iba na použitie odborníkmi. Iba na jedno použitie. Opakované použitie môže spôsobiť krížovú kontamináciu. Produkt sa nesmie používať, pokiaľ sa preukázala alergia na ktorúkoľvek zo zložiek. Prúžok v kontakte s dásňom môže pacientovi spôsobiť poranenie, odporúčame ochranu dásien. Opakované použitie môže ovplyvniť výkon produktu.

Sterilizácia: Produkt je určený na jednorazové použitie, avšak odborník sa môže rozhodnúť vykonať pred použitím sterilizáciu produktu. Pred sterilizáciou vykonajte čistenie pomocou vody a enzymatického detergentu. Sterilizácia je možná v autoklave (126 ° C, 147 kPa, 16 min.).

Zloženie: Nehrdzavejúca oceľ.

Skladovanie: Uchovávať na suchom a vetranom mieste, chraňte pred slnkom.

Tvary: 100mm x 4mm

Wyhovene:

0109010001 – SeptoProphy Strips – 10 kusov

Sulfite 63g/m²

180x210mm

Impressão 1x1

----- 5 dobras

■ C=0 M=0 Y=0 K= 100



SeptoProphy Strips

Niet-schurende slalen Strips met cirkelvormige microbladen voor interproximale tandsteenverwijdering

SeptoProphy Strips is een onmisbaar hulpmiddel bij profylactische procedures omdat het gemakkelijk tot het interproximale gebied kan doordringen, waar zijn actieve vlak het tandsteen doeltreffend verwijdert. De cirkelvormige micro-bladen, gepositioneerd rond de gaten in één zijde van de Strips, hebben als hoofdkenmerk de verwijdering van calculus, waardoor de integriteit van het glazuur en de restauratiematerialen behouden blijft.

Gebruik: Plaats de Strips in het interproximale gebied en richt het actieve vlak naar de gewenste tand. Houd de Strips aan de uiteinden vast, trek deze tegen de tand en beweeg de Strips heen en weer tot het gewenste effect bereikt is. Verwijder de Strips.

Waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en beperkingen: Alleen professioneel gebruik. Voor eenmalig gebruik. Hergebruik kan kruisbesmetting veroorzaken. Bij een bewezen allergie voor een van de componenten mag het product niet worden gebruikt. Contact van de Strips met het tandvlees kan letsel bij de patiënt veroorzaken. Wij adviseren dan ook om het tandvlees te beschermen. Het hergebruik kan de prestaties van het product beïnvloeden.

Sterilisatie: Het product is voor eenmalig gebruik, maar de professional kan ervoor kiezen om voorafgaand aan het gebruik te steriliseren. Voorafgaand aan sterilisatie, doorgaan met reinigen met water en enzymatisch reinigingsmiddel. Steriliseerbaar in autoclaaf (126°C, 147 kPa, 16 min).

Samenstelling: Roestvrij staal.

Bewaren: Bewaren op een koele en droge plaats, beschermd tegen zonlicht.

Vormen/afmeting: 100mm x 4mm

Presentatie:

0109010001 - SeptoProphy Strips – 10 eenheden



SeptoProphy Strips

Fita de aço não abrasiva com micro-perfurações para remoção de tártaro

SeptoProphy Strips é imprescindível nos trabalhos de profilaxia pois acessa com facilidade a região proximal, onde sua face ativa age eficazmente na remoção de cálculos dentais. As microfôrmas circulares, localizadas em torno dos furos em uma das faces da fita, tem como principal característica uma ação contra os cálculos, preservando, a integridade do esmalte e dos materiais restauradores.

Uso: Inserir a fita no espaço interproximal, observando que a face ativa esteja voltada para a proximal desejada. Segurar a face ativa age eficazmente na remoção de cálculos dentais. As microfôrmas longitudinais em forma de V são obtidas após a remoção do tártaro. Retirar a fita.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. Quando existir comprovada alergia ao seu componente, o produto não deve ser utilizado. O contato da fita com a gengiva pode causar ferimentos ao paciente. É recomendável a proteção da papila. A reutilização pode afetar o desempenho do produto.

Esterilização: O produto é de uso único, porém o profissional pode optar pela esterilização antes do uso. Antes da esterilização, realizar a limpeza com o auxílio de água e detergente enzimático. Esterilizável em autoclave (126°C, 147kPa, 16min).

Composição: Aço inoxidável.

Armazenamento: Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo da luz solar.

Formas/Tamanho: 100mm x 4mm

Apresentação:

0109010001 - SeptoProphy Strip – 10 unidades



SeptoProphy Strips

Неабразивные стальные полоски с круглыми микро-лезвиями для удаления зубного камня в межзубных пространствах

Полоски SeptoProphy Strips незаменимы для профилактических процедур, так как они с легкостью проникают в межзубное пространство, где их рабочие грани эффективно удаляют зубной камень. Круговые микро-лезвия, расположенные вокруг отверстий с одной стороны полоски, активно борются с зубным налетом, сохраняя целостность эмали и реставрационных материалов.

Указание на использование: Введите полоску в межзубное пространство, расположив ее активной стороной по направлению к выbranному зубу. Держите полоску за оба конца, приложите ее к зубу и выполняйте движения назад и вперед до достижения желаемого эффекта. Удалите полоску.

Предупреждения, меры предосторожности и ограничения: Только для профессионального применения. Только одноразовое применение. Повторное использование может привести к перекрестному загрязнению. Запрещено использовать продукт в случае аллергии на любой из компонентов. При контакте с десной возможны повреждения, рекомендуется защитить десну. Повторное использование может привести к снижению эффективности.

Стерилизация: Продукция предназначена для одноразового использования, тем не менее, врач может выполнить стерилизацию перед использованием. Перед стерилизацией выполните очистку с использованием воды и ферментного моющего средства. Можно стерилизовать в автоклаве (126 °C, 147 kPa, 16 мин).

Состав: Нержавеющая сталь.

Хранения: Хранить в сухом проветриваемом месте, защищенном от солнечных лучей.

Типов и размеров: 100mm x 4mm

Варианты:

0109010001 - Полоски SeptoProphy Strips – 10 штук



SeptoProphy Strips

Neabrazivna čelična traka s kružnim mikro oštricama za uklanjanje interproximalnih naslaga

SeptoProphy Strips trake neabrazivna su pomoć u postupcima profilakse, jer olakšavaju pristup interproximalnom području, gdje svojim aktivnom površinom osiguravaju efikasno uklanjanje zubnog kamena. Kružne mikro-oštrice, koje se nalaze oko otvora jedne od površina trake, prvenstveno služe za uklanjanje zubnog kamena te na taj način štite caklinu i osiguravaju integritet restauracijskih materijala.

Kako koristiti: Umetnite traku u interproximalni prostor tako da aktivnu površinu okrenete prema željenom zubu. Traku primite za krajeve, povlačite je preko zuba i primjenjujte longitudinalne pokrete sve do postizanja željenog učinka. Uklonite traku.

Upozorenja, upozorenje i ograničenja: Samo za profesionalnu upotrebu. Samo za jednokratnu upotrebu. U slučaju ponovne upotrebe može doći do unakrsne kontaminacije. U slučaju dokazane alergije na neku od komponenti, nemojte upotrebljavati proizvod. Traka u dodiraju s desnama može uzrokovati ozljede, preporučujemo da zaštitite desni. Ponovna upotreba može negativno utjecati na radne karakteristike proizvoda.

Sterilizacija: Proizvod je namijenjen za jednokratnu upotrebu, međutim operater ga prije upotrebe može sterilizirati. Prije sterilizacije predmet očistite pomoću vode i enzimskog deterdženta. Sterilizirajte proizvod parom (126 °C, 147 kPa, 16 min).

Sastav: Nehrđajući čelik.

Skladištenje: Skladištite na suhom i hladnom mjestu, podalje od sunčeve svjetlosti.

Oblici i veličine: 100mm x 4mm

Varijacije proizvoda:

0109010001 - SeptoProphy Strips – 10 komada



SeptoProphy Strips

Neabrazivni jekleni trak s krožnimi mikro rezili za interproximalno odstranjevanje zobnega kamna

Trakovi SeptoProphy Strips so nepogrešljiv pripomoček pri profilaktičnih postopkih, saj zlahka dosežejo interproximalni prostor, kjer njihova aktivna ploskev učinkovito odstranjuje zobni kamen. Poglavitna značilnost krožnih mikrorezil, razporejenih okoli lukerj na eni strani traku, je odstranjevanje zobnega kamna brez poškodb sklenine in restavracijskih materialov.

Kako uporabiti: Trak vstavite v interproximalni prostor, tako da je njegova aktivna ploskev obrnjena proti želenemu zobu. Primite trak za oba konca, pritisnite ga na zob in izvajajte vzdolžne gibe naprej in nazaj, dokler ne dosežete zelenege učinka. Izvlecite trak.

Opozorila, varnostni ukrepi in omejitve: Samo za strokovno uporabo. Za enkratno uporabo. Ponovna uporaba lahko povzroči navzkrižno kontaminacijo. Izdelka na smete uporabljati, če je dokazana alergija na katero koli njegovo sestavino. V stiku z desnjajo lahko trak poškoduje pacienta, zato priporočamo zaščito desni. Ponovna uporaba lahko vpliva na učinkovitost izdelka.

Sterilizacija: Izdelki je namenjen za enkratno uporabo, vendar se lahko uporabnik odloči za njegovo sterilizacijo. Pred sterilizacijo ga očistite z vodo in detergentom, ki vsebuje encime. Primerno za sterilizacijo v avtoklavu (126 °C, 147 kPa, 16 min).

Sestava: Nerjavno jeklo.

Skladiščenje: Hraniti na suhem in hladnem mestu, zaščiten pred sončno svetlobo.

Oblike in velikosti: 100mm x 4mm

Različice izdelkov:

0109010001 - SeptoProphy Strips – 10 kosov



SeptoProphy Strips

Neabrazivna lerauda sloksnitie ar apajem mikroasmejlem zobakmens nopemsanai starp zobiem

SeptoProphy Strips sloksnitie ar neizstajams palgldzeks profilaktiskas proceduras, jo ar to var izgiet pieklat starzobu apgablam, kur to abraziva virmsa nodrosina elektivu zobakmens nopemsanu. Apajem mikroasmej, kas izvietoti ar aberiem virmsa sloksnities pusē, nopem zobakmeni, tacu nielektem ne emaljas, ne restauracijas materialu veselumu.

Lietošana: Ievietojiet sloksniti spraugā starp zobiem tā, lai abrazīvā virmsa būtu pārvēsta pret apstādājamo zobu. Turot sloksniti aiz galiem, rievējiet to pret zobu garērvienzā turp un atpakā tik ilgi, līdz ir sasniegts vēlams rezultāts. Izņemiet sloksniti.

Bridinājumi, piesardzības pasākumi un ierobežojumi: Tikai profesionālai lietošanai. Tikai vienreizējai lietošanai. Aikartota lietošana var izraisīt savstarpēju piesārņojumu. Ja ir zināms par alerģiju pret kādu no sastāvdaļām, izstrādājumu nedrīkst lietot. Sloksniti, saskaroties ar pacienta smaganām, var tās savainot, tādēļ ir ieteicams izmantot smaganu aizsarglīdzekli. Aikartota lietošana var ietekmēt produkta veiktspēju.

Sterilizācija: Produkts paredzēts vienreizējai lietošanai, tomēr speciālists var to pēc izvešes sterilizēt pirms lietošanas. Pirms sterilizācijas jānomazgā ar ūdeni un fermentatīvu mazgāšanas līdzekli. Sterilizējamas autoklavā (126 °C, 147 kPa, 16 min).

Sastāvs: Nerūsējošais tērauds.

Uzglabāšana: Uzglabāt vēsā un sausa vietā, ārpus saules gaismas.

Shapes: 100mm x 4mm

Izsakts:

0109010001 - SeptoProphy Strips - 10 gab



SeptoProphy Strips

Miltabrazivusiet lerasest riba ringkujuliste mikroliketeradega interproximalse hambakivi emaldamisks

SeptoProphy Strips on hādvājajai abihahend profilaktilistes protseduurides, kuna sellega pāšseb hālpasat līgi interproximalsetesse kohtadese, kus selle aktīvine pind emaldab tūhusalt hambakatu. Riba ūhel pinnal aukude ūmber asuvate ringkujuliste mikroliketerade peamine omadus on hambakatu vaslane toime, mis tagab hambaemali ja parandusmaterjalide puutamuse.

Kuīdas kasutada: Sisestage riba interproximalsesse vahesse, asetades selle aktīvise pīnna tūdēdlāva hamba poole, hāidke riba oīstest, tūmnake see vastu hammast ning liigutage pīksunusas eīdas-lāgasi kuni soovītuī toīme saavulāmiseni, emaldage riba.

Hāidusēd, etevaatussīnīdud ja pīrānūd: Anīnūt erīalāsks kasutāsks, Anīnūt ūhekōrdsks kasutāsks, Kōrdukasutamīne vōīb pōhīustada rīstāsasutamīst, Kūi on tēndatud allergīa mōne koostīsosa vastu, ei tohi tūodet kasutada. Rība puutamīne īgēme vastu vōīb pōhīustada patsīendīle vīgastusi, soovītamē īgēmed kalīsta, Kōrdukasutamīne vōīb kahjustada tūote mōīustust.

Sterīlīseerīme: Tūode on ūhekōrdsks kasutāsks, erīalāspesīalīst vōīb sellegīpoolest valīda enne tūote kasutamīst selle sterīlīseerīmēst. Enne sterīlīseerīmist tūode puhastada vee ja ensīmāntīlīse puhastusvahēndiga. Sterīlīseerīvat autoklavīs (126 °C, 147 kPa, 16 min).

Koostīs: Roostevaba teras.

Ladustamīne: Hāidā kuīvas ja jāhēdas kohas, kalīstult pāīkesevalguse eest.

Kujundīd ja suurusēd: 100mm x 4mm

Tūotevarīandīd:

0109010001 - SeptoProphy Strips – 10 ūhikut



SeptoProphy Strips

Neabrazivinė plieninė juostele su apvaliais mikrošmenimis, padedančiais pašalinti interproximalinius akmenis

Septo Prophy Strips yra nepakeičiama priemonė atliekant profilaktines procedūras, nes ji lengvai patenka į interproximalinį srį, kur aktyvus paviršius efektyviai pašalina dantų akmenis. Apvalius mikrošmenys, išsidėję aplink skylytutes viename juostelės paviršiuje, kurių pagrindine svaybe yra akmenų šalinimas išlaikant nepažeistą emalį ir restauracines medžiagas.

Naudojimas: Įdėkite juostele į interproximalinį tarpą, pasukdami aktyvų paviršių link norimo danties. Laikykite juostele už galų, traukite nuo danties ir išlįgai judinkite pirmyn atgal, kol pasieksite norimą rezultata. Nuimkite juostele.

Išpėjimai, atsargumo priemonės ir apribojimai: Tik profesionaliam naudojimui. Tik vienkartiam naudojimui. Pakartotinis naudojimas gali sukelti kryžminę taršą. Pasireiškus alergijai vienai iš sudedamųjų dalių, produktas negali būti naudojamas. Juostele, liečianti dantenas, gali jas pažeisti, todėl rekomenduojame dantenas apsaugoti. Pakartotinis naudojimas gali turėti lokalo produkto poveikį.

Sterilizavimas: Produktu yra naudojamas viena kartą, tačiau profesionalus gali jį sterilizuoti prieš naudojimą. Prieš sterilizavimą išplauti vandeniui ir enziminiu valikliu. Sterilizuojamas autoklave (126 °C, 147 kPa, 16 min.).

Sudėtis: Nerūdijantis plienas.

Laikymas: Laikyti sausoje ir vėsioje vietoje, saugoti nuo saulės spindulių.

Formos: 100mm x 4mm

Pateikimas:

0109010001 - Septo Prophy Strips – 10 vienetų



SeptoProphy Strips

Λεία ταινία από αστόλι με κυκλικές μικρο λείπιδες για αφαίρεση πέτρας στον μεσοδόντιο χώρο

Οι ταινίες SeptoProphy Strips αποτελούν ένα απαραίτητο βοήθημα στις διαδικασίες προφύλαξης, καθώς έχουν δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον μεσοδόντιο χώρο, όπου η ενεργή επιφάνεια τους εξασφαλίζει αποτελεσματική απομάκρυνση της οδοντικής τρυφας. Οι κυκλικές μικρολείπιδες που βρίσκονται γύρω από τι οπή στον μία επιφάνεια της ταινίας, έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη δράση κατά της πέτρας, διατηρώντας έτσι την ακεραιότητα του ομαλού και των υλικών αποκατάστασης.

Χρήση: Εισαγάγετε την ταινία στον μεσοδόντιο χώρο, με την ενεργό επιφάνεια στραμμένη προς το επιθυμητό δόντι. Κρατήστε τη ταινία από τα άκρα, τραβήξτε τη κάτω στο δόντι και εφαρμόστε διαμηκώς κινήσεις προς πίσω μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Αφαιρέστε τη ταινία.

Προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και περιορισμοί: Μόνο για επαγγελματική χρήση. Για μία χρήση μόνο. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει επιμόλυνση. Αν υπάρχει αποδειγμένη αλλεργία σε κάποιο από τα συστατικά του, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Η ταινία σε επαφή με το ούλα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς στον ασθενή, συνιστάται η προστασία των ούλων. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του προϊόντος.

Αποστείρωση: Το προϊόν είναι μίας χρήσης, ωστόσο ο επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει να κάνει αποστείρωση πριν από τη χρήση. Πριν από την αποστείρωση, προχωρήστε με τον καθαρισμό χρησιμοποιώντας νερό και ενζυμιακό απορρυπαντικό. Αποστείρωση σε αυτόκλειστο (126 ° C, 147kPa, 16 λεπτά).

Σύνθεση: Ανόξειδοταις χάλυβας.

Φύλλα: Να φυλάσσεται σε ξηρό και δροσερό μέρος και να προστατεύεται από το φως.

Σχήματα: 100mm x 4mm

Παρουσίαση:

0109010001 - SeptoProphy – 10 μονάδες.



SeptoProphy Strips

Neabrazivna čelična traka sa kružnim mikro sečivima za interproximalno uklanjanje zubnog kamena

SeptoProphy Strips je nezaobilazno sredstvo u postupcima profilakse jer lako pristupa interproximalnom području gde njegova aktivna površina omogućava efikasno uklanjanje zubnog kamena. Kružna mikro sečiva koja se nalaze oko otvora na jednoj površini trake imaju kao glavnu karakteristiku delovanje protiv kamena, čime se čuva zubna gled i restorativni integritet materijala.

Kako se koristi: Stavite traku u interproximalni prostor, postavljajući njenu aktivnu površinu prema željenom zubu. Držite traku za krajeve, povlačite je preko zuba i primenite uzdužne pokrete napred-nazad dok ne postignete željeni efekat. Uklonite traku.

Upozorenja, upozorenje i ograničenja: Samo za profesionalnu upotrebu. Samo za jednokratnu upotrebu. Ponovna upotreba može da izazove unakrsnu kontaminaciju. Proizvod se ne sme koristiti ako postoji dokazana alergija na bilo koju od njegovih komponenta. Traka u dodiru sa desnama može da povredi pacijenta, preporučujemo zaštitu desni. Ponovna upotreba može uticati na performanse proizvoda.

Sterilizacija: Proizvod je za jednokratnu upotrebu, ali profesionalci mogu da se odluče da ga sterilišu pre upotrebe. Pre sterilizacije očistite vodom i enzimskim deterdžentom. Sterilizirajte u autoklavu (126°C, 147 kPa, 16 min).

Sastav: Nerđajući čelik.

Skladištenje: Čuvati na suhom i hladnom mjestu, zaštićeno od sunčeve svetlosti.

Oblici i veličine: 100mm x 4mm

Varijante proizvoda:

0109010001 - SeptoProphy Strips – 10 jedinica

Manufacturer: TDV Dental Ltd., CNPJ 81.581.786/0001-80, XV de Novembro, 9944 CEP 89107-000, Pomerode/SC - Brasil, 55 47 3395-6115



EC REP: Obelis S.A, Bd. Général Wahnis 53, 1030 Brussels, Belgium, Tel: +32 (0) 27 55 55 54, E-mail: mail@obelis.net

Distributed in USA by: SEPTODONT, Inc, Lancaster, PA 17601 - USA

Distributed in Canada by: SEPTODONT - Cambridge, ON N1R 6X3 - Canada

Version 00-01/2020

