

Twój kolagenowy opatrunek
na rany poekstrakcyjne



Hémodollagène

Biokompatybilne oraz resorbowalne
gąbki hemostatyczne



Hemocollagene jest wchłanialną gąbką hemostatyczną z kolagenu bydlęcego typu I

Hemocollagene jest wskazany do zapewnienia miejscowej hemostazy, gdy kontrola krwawienia, poprzez założenie szwów lub zastosowanie innej, konwencjonalnej metody jest nieskuteczna lub niepraktyczna. Może promować agregację płytek i pomaga w naturalnej regeneracji tkanek. Gąbki kolagenowe są biokompatybilne i naturalnie resorbowalne. Kształt został specjalnie zaprojektowany do użycia w procedurach stomatologicznych.

Cechy	Zalety	Korzyści
Gąbki pakowane indywidualnie w opakowanie typu blister	Kształt oraz rozmiar dopasowane do umieszczenia w zębodole.	Elastyczne, giętkie, spójne. Można je przyciąć na wymiar i dostosować do wymiarów zębodołu.
Kolagen Typu I (pochodzenia bydlęcego)	Biokompatybilne. Naturalne i całkowicie wchłanialne w ciągu trzech miesięcy.	Wskazane do zapewnienia lokalnej hemostazy: promują przyleganie i agregację płytek krwi. Pomagają w naturalnej regeneracji tkanek.
Sterylizowane	Sterylizacja przez napromieniowanie promieniami beta.	Gwarancja sterylności do momentu otwarcia opakowania przez lekarza.
Bezpieczne	Brak substancji niebezpiecznych. Zgodność z 93/42 / EWG - 722/2012.	Brak transmisji wirusów i oraz odzwierzęcych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych. Może pozostać w kontakcie z uszkodzonymi naczyniami krwionośnymi, dziąsłami, zębami i kośćmi.
Implantowalne oraz resorbowalne	Można pozostawić wewnątrz zębodołu po ekstrakcji zęba.	Utrzymywany stabilnie w zębodole dzięki założonym szwom.

Wskazania

Hemocollagene można stosować na:

- Miejsca poekstrakcyjne
- Periodontyczne rany chirurgiczne
- Miejsca szwów
- Ustne owrzodzenia (niezakażone lub wirusowe)
- Rany pourazowe
- Odleżyny pod protezami

Informacje o produkcie

Pochodzenie: – natywny, niedenaturowany, liofilizowany kolagen pochodzenia bydlęcego typu I

Cechy: – Urządzenie medyczne klasy III
– Elastyczny, giętki, spójny i miękki
– 0,027 g na gąbkę
– Biokompatybilny i dobrze tolerowany

Opakowanie: – Pudełko zawierające 24 gąbki (3 blistry po 8 sztuk osobno pakowanych w blister sterylnych gąbek)



Septodont Polska Sp. z o.o.

ul. Taneczna 18A, 02-829 Warszawa

tel.: +48 22 545 89 50

www.septodont.com.pl

