

Twoja **gąbka żelatynowa**  
do kontroli  
krwawienia



# *Hemogelatin*

Biokompatybilny i resorbowalny  
hemostatyk pochodzenia wieprzowego



# Hemogelatin – hemostatyk na bazie żelatyny do skutecznego zarządzania krwawieniem.

Hemogelatin można stosować w postaci suchej lub nasączonej sterylnym roztworem soli fizjologicznej. Sposób użycia polega na prostej aplikacji lub aplikacji z lekkim naciskiem w celu opanowania krwawienia.

Cechy	Zalety	Korzyści
Żelatyna (pochodzenia wieprzowego)	Dobre działanie hemostatyczne <sup>(1)</sup> (wchłania 35-krotność swojej wagi)	Skuteczna w kontroli krwawień
Resorbowalna	Nie ma potrzeby drugiej wizyty	Optymalny ruch pacjentów w gabinecie
Elastyczna kostka (10×10×10)	Łatwa do docięcia i do użytku	Łatwe do aplikacji; odpowiednie do wszystkich sytuacji klinicznych
Sterylnie gąbki pakowane pojedynczo w opakowanie blistrów	Zachowana sterylność produktu	Poczucie bezpieczeństwa

## Wskazania

Hemogelatin może być stosowany w przypadku:

- Ran poekstrakcyjnych
- Ran pourazowych
- Miejsc zakładania szwów
- Owrzodzeń jamy ustnej (niezakażonych lub wirusowych)
- Ran po zabiegach periodontologicznych
- Odleżyn

## Informacje o produkcie

- Pochodzenia wieprzowego
- Wyrób medyczny klasy III
- Pudełko zawiera 24 gąbki (12 blistrów po 2 sterylne gąbki pakowane pojedynczo w blistry)



(1) dane wewnętrzne

**Septodont Polska Sp. z o.o.**  
ul. Taneczna 18A, 02-829 Warszawa  
tel.: +48 22 545 89 50

Więcej informacji na stronie:  
[www.septodont.com.pl](http://www.septodont.com.pl)

